

Diagnóstico de Pleuritis tuberculosa con ADA.

Población: 100 pacientes.

Verdaderos Positivos : 17

Verdaderos Negativos: 53

Falsos Negativos: 28

Falsos Positivos : 2

Sensibilidad : $\{ VP / VP + FN \} 100 , \{ 17 / 17 + 28 \} 100 = 38\%$

Especificidad : $\{ VN / FP + VN \} 100 , \{ 53 / 2 + 53 \} 100 = 96\%$

Valor Predicto Positivo : $\{ VP / VP + FP \} 100 , \{ 17 / 17 + 2 \} 100 = 90\%$

Valor Predicto Negativo: $\{ VN / VN + FN \} 100 , \{ 53 / 53 + 28 \} 100 = 65\%$

Prevalencia = Casos / Población $17/100$ * base , 1.7 de cada 10

Estos resultados se resumen en la siguiente Tabla:

	Diagnóstico TBC (-)	Diagnóstico TBC (+)	Total
Test ADA (+)	2	17	19
Test ADA (-)	53	28	81
Total	55	45	100

En el análisis de esta prueba de ADA, nos muestra un alto índice de especificidad y un valor predictivo positivo alto, lo que nos muestra que si la prueba da positivo es altamente sugestivo de afectación por el BK.